

MASCHERINA FILTRANTE IN TESSUTO

RELAXSAN®

FABRIC FILTERING FACE MASK



Trattamento **BATTERIOSTATICO**

BACTERIOSTATIC treatment



LAVABILE e RIUTILIZZABILE

WASHABLE and REUSABLE



Alto potere **ASSORBENTE**

High ABSORBENT property



Tessuto **DOPPIO STRATO**

DOUBLE LAYER fabric

Adatte per l'uso quotidiano della popolazione civile rispettando le distanze di sicurezza anticontagio.

Suitable for daily use of civilian population, respecting the anticontagion safety distance.



**ANDRÀ
TUTTO
BENE!**



MASCHERINE FILTRANTI IN DOPPIO TESSUTO CON TRATTAMENTO BATTERIOSTATICO

***SI CONSIGLIA DI STERILIZZARE IL PRODOTTO IN ACQUA BOLLENTE PRIMA DELL'USO.**

RIUTILIZZABILI

Lavabili e sterilizzabili in acqua bollente.

Con tasca tra i due strati per poter inserire a piacimento ulteriori strati di tessuto o altri materiali per aumentare l'effetto protettivo.

ALTO POTERE ASSORBENTE Con punto in rilievo per aumentarne lo spessore e la capacità assorbente, creando camere d'aria per una migliore ventilazione. Grazie agli strati assorbenti sono in grado di trattenere umidità e aerosol prodotti dal respiro e limitarne la diffusione nell'aria.

Adatte per l'uso quotidiano della popolazione civile rispettando le distanze di sicurezza anti-contagio. **NON CHIRURGICHE**, non DPI, non sottoposte a direttiva CE, non adatte all'uso ospedaliero e non adatte per persone in contatto con persone contagiate.

Possono essere utilizzate dalla popolazione civile a scopo precauzionale, a condizione che si rispettino le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre norme precauzionali anti-contagio.

Prodotte in modalità provvisoria (riconvertendo appositamente ciclo produttivo e commerciale) per poter far fronte all'attuale urgenza sanitaria ed allo stato di emergenza.

"Mascherine filtranti destinate all'uso esclusivo della collettività - non ad uso sanitario e non quale DPI sui luoghi di lavoro -, per uso singolo, prodotte in conformità alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 0003572-P del 18 marzo 2020, in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio ai sensi dell'art. 16, comma 2, del DL 20 marzo 2020"

Istruzioni di lavaggio:

lavabile in lavatrice a 60° - Non stirare - Non lavare a secco - Non candeggiare - Non asciugare in asciugatrice.

DOUBLE FABRIC FILTERING FACE MASKS WITH BACTERIOSTATIC TREATMENT

***RECOMMEND TO STERILIZE THE PRODUCT IN BOILING WATER BEFORE USE.**

REUSABLE

Washable and sterilizable in boiling water.

With pocket between the two layers to be able to insert additional layers of fabric or other materials to increase protective effect

HIGH ABSORBENCY POWER With raised point to increase the thickness and absorbency capacity, creating air chamber for a better ventilation. Thanks to the absorbent layers, they are able to retain moisture and aerosols produced by the breath and limit their diffusion in the air.

Suitable for daily use of civilian population, respecting the anti-contagion safety distance. **NOT SURGICAL, NOT PPE, NOT subject to CE directive, NOT suitable for hospital use and NOT suitable for people in contact with infected people.**

It can be used by the civilian population for precautionary purpose, on condition that the provisions on social distancing and other anti-contagion precautionary rules are respected.

Produced in provisional mode (specifically reconverting the production and commercial cycle) in order to cope with the current health emergency and state of emergency.

"Protective mask intended for the exclusivity use of the community – not for sanitary use and not as PPE in the workplace-, for single use, produced in compliance with the indications of the Italian Ministry of Health Circular no. 0003572-P of 18 March 2020, in derogation of the current marketing standards pursuant to art. 16, paragraph 2, of the DL March 20, 2020"

Washing instructions:

Machine wash at 60 ° - Do not iron - Do not dry clean - Do not bleach - Do not tumble dry.



@relaxsan_official

QUESTE MASCHERINE CONTRIBUISCONO A RIDURRE LA CARENZA DI DISPOSITIVI PROTETTIVI PER GLI OPERATORI SANITARI.

CONDIVIDI LA TUA SCELTA, AIUTERÀ TUTTI NOI!



@relaxsanshop



Calze G.T. S.r.l. Via Walter Tobagi 17/19/21 - 46040 Casaloldo (MN) Italy
www.gtcalze.com - www.relaxsan.it

Composizione/Composition:

86% Poliammide PA - 14% Elastan AE



Made in Italy with



- **Description:** Filter masks in double layer fabric, with Ultra-Fresh bacteriostatic treatment (<https://ultra-fresh.com/ultra-fresh-antimicrobial-additives>) and additional water repellent treatment to stop the droplet to leaking. The product has a large pocket to allow the insertion of additional layers of fabric or other materials (such as TNT or other fabric) to increase the protective and filtering effect.

100% Made in Italy product.

- **Properties:** absorbing personal fumes, humidity, saliva and aerosols. Stop the droplet from leaking. The product is washable and reusable. The effect of the bacteriostatic and water repellent treatments persists up to 5/6 washes.

- **Size:** Adult model and Child model both available in one size.

Composition for Adult White Model: 95% Polyamide PA - 3% Elastane EA - 2% Polypropylene PP

Composition for Adult Colored Models 61% Polyester PL - 37% Polyamide PA - 2% Elastane EA

Composition for Kids White Model: 86% Polyamide PA – 14% Elastane EA

Composition for Kids/Baby Colored Model: 53% Polyamide PA – 41% Polypropylene PP - 6% Elastane EA



- **Washing Instructions:** The mask could be washed unlimited times until it is in good condition to be used. Generally, the mask can last between 20 – 30 washes.

Adult and Kids Masks WHITE Color:



Adult Masks COLORED:



BLACK

ASPHALT

FROST GREY

LIZARD



STRONG BLUE

HAWAIIAN OCEAN

SHOCKING ORANGE

GREEN GECKO